

Kaninchen Anti-Maus Cd11A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P24063

Artikelnummer: CM0010675

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD11a (Integrin alpha-L) gerichtet ist. Ideal für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für Studien zur Leukozytenadhäsion und Anwendungen in der Immunzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD11a mAk
Bemerkungen/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3683
Gen-ID	16408
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 149-340 von Maus-CD11a (NP_001240801.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24063
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel