

Kaninchen Anti-Maus Cd11A Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P24063

Artikelnummer: CM0007736

Einführung

Dieser -konjugierte Kaninchen-monoklonale Antikörper erkennt spezifisch Maus-CD11a (LFA-1 alpha-Kette) und ist für die Durchflusszytometrie (FC) validiert. Ideal für die Immunphänotypisierung und Leukozytenadhäsionsstudien in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD11a mAb
Bemerkungen/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3683
GeneID (Maus)	16408
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24063
Protein-Gewicht	128kDa
Versand	Eistasche