


Kaninchen-Anti-Maus-Cd11B-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P05555

Artikelnummer: CM0012320



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD11b der Maus (Integrin alpha-M). Geeignet für die Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung der Leukozytenadhäsion, der Funktion von Komplementrezeptoren und der Neuroinflammation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD11b-mAb
Anmerkungen/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Art	Maus
GeneID (Mensch)	3684
GeneID	16409
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 143-337 von CD11b der Maus (NP_032427.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05555
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Eisbeutel