


## Kaninchen Anti-Maus Cd11B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05555

Artikelnummer: CM0008400



### Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD11b (Integrin alpha-M, P05555) für die Durchflusszytometrie (FC). Validiert an Mausproben; ideal für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion, Komplementrezeptorfunktion und Phagozytose.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter               | Wert                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname             | Rabbit anti-Mouse CD11b mAb                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias       | CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik                                                  |
| Spezies                 | Maus                                                                                                                     |
| Gen-ID (Mensch)         | 3684                                                                                                                     |
| Gen-ID                  | 16409                                                                                                                    |
| Immunogen               | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 143-337 von Maus CD11b (NP_032427.2) enthält |
| Quelle                  | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie               | Monoklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung               | FC                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität        | Maus                                                                                                                     |
| SWISS                   | P05555                                                                                                                   |
| Proteinmolekulargewicht | 127 kDa                                                                                                                  |
| Versand                 | Eisbeutel                                                                                                                |