


Kaninchen Anti-Maus Cd11B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05555

Artikelnummer: CM0008731



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus CD11b (Integrin alpha-M, CR3, MAC-1). Validiert für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC). Rekombinantes Protein Immunogen (AS 143-337). Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung an Monozyten/Makrophagen und Mikroglia. UniProt P05555.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD11b mAk
Bemerkungen/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Spezies	Maus
GeneID	16409
GeneID (Mensch)	3684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 143-337 von Maus CD11b (NP_032427.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05555
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Eisbeutel