


Kaninchen Anti-Maus Cd11B Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P05555

Artikelnummer: CM0004595



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD11b (Integrin alpha-M), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion, Phagozytose und Komplementrezeptorfunktion in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD11b mAb
Bemerkungen/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3684
GeneID	16409
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 143-337 von Maus-CD11b (NP_032427.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05555
Proteingewicht	127kDa
Versand	Eistasche