

Kaninchen Anti-Maus Cd123 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P26952

Artikelnummer: CM0009282

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD123 (IL-3-Rezeptor alpha), validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet zum Nachweis von hämatopoetischen Vorläuferzellen der Maus und für IL-3-Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD123 mAb
Bemerkungen/Alias	CD123; SUT-1; CDw123
Spezies	Maus
Gen-ID (human)	3563
Gen-ID	16188
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 17-331 von Maus CD123 (NP_032395.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P26952
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel