

Kaninchen Anti-Maus Cd124/IL-4Ra Mab Für Fc - P16382

Artikelnummer: CM0011653

Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-Maus CD124/IL-4R α monoklonaler Antikörper, entwickelt für die Durchflusszytometrie. Zielt auf die extrazelluläre Domäne von Maus IL-4R ab und ermöglicht Untersuchungen der IL-4/IL-13-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD124/IL-4Ra mAb
Bemerkungen/Alias	Il4r; CD124
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3566
Gen-ID	16190
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-233 von Maus CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16382
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel