

Kaninchen Anti-Maus Cd124/IL-4Ra Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16382

Artikelnummer: CM0010156

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus CD124/IL-4Rα für die Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne (aa 26-233), validiert für Maus-Proben. Ideal zur Untersuchung der IL-4/IL-13-Signalgebung in der Allergie- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD124/IL-4Ra mAk
Bemerkungen/Alias	Il4r; CD124
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3566
GenID	16190
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-233 von Maus CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16382
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel