

Kaninchen-Anti-Maus-Cd126/IL-6R α -Ketten-Mab - P22272

Artikelnummer: CM0009918

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-IL-6R α (CD126), konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Erkennt natives IL-6R α und unterstützt Untersuchungen zur Immunologie und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD126/IL-6R α -Ketten-mAb
Bemerkungen/Alias	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	3570
Gen-ID (Maus)	16194
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-357 der Maus-CD126/IL-6R α -Kette (NP_034689.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P22272
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel