

Kaninchen Anti-Maus Cd126/IL-6R α -Kette Monoklonaler Antikörper Für Fc - P22272

Artikelnummer: CM0005512

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus IL-6 Rezeptor Alpha (CD126/IL-6R α). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Untersuchung von IL-6-Signalgebung, Immunantwort und entzündlichen Erkrankungen. UniProt: P22272.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD126/IL-6R α chain mAb
Bemerkungen/Alias	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3570
GeneID (Maus)	16194
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-357 der Maus CD126/IL-6R α -Kette (NP_034689.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P22272
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel