

Kaninchen Anti-Maus Cd126/IL-6R α Kette Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P22272

Artikelnummer: CM0009141

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus CD126/IL-6-Rezeptor Alpha (IL-6R α) für die Durchflusszytometrie. Erkennt sowohl membrangebundene als auch lösliche Formen, ideal für Studien zu Immunantworten und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD126/IL-6R α chain mAb
Bemerkungen/Aliaße	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3570
GeneID	16194
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-357 der Maus CD126/IL-6R α Kette (NP_034689.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P22272
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eisbeutel