

Kaninchen Anti-Maus Cd127/IL-7R α Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16872

Artikelnummer: CM0009366



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD127/IL-7R α , validiert für Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus, mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 51 kDa. Geeignet für immunologische Forschung und Forschung an Zytokinrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD127/IL-7R α mAk
Bemerkungen/Alias	CD127; IL-7R α
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3575
Gen-ID (Maus)	16197
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 21-239 von Maus CD127/IL-7R α (NP_612564.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16872
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel