

Kaninchen-Anti-Maus-Cd127/IL-7R α -Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P16872

Artikelnummer: CM0010831



Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen murines CD127/IL-7R α , geeignet für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Signalübertragung des Interleukin-7- und TSLP-Rezeptors in Milz, Thymus und bei der Entwicklung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD127/IL-7R α -mAb
Bemerkungen/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	3575
Gen-ID (Maus)	16197
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-239 des murinen CD127/IL-7R α entspricht (NP_612564.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16872
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku