

Kaninchen-Anti-Maus Cd127/IL-7R α Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P16872

Artikelnummer: CM0008681



Einführung

-konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD127/IL-7R α , validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der IL-7/TSLP-Signalgebung in Milz, Thymus und fötaler Leber.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus CD127/IL-7R α mAk
Bemerkungen/Alias	CD127; IL-7R α
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3575
Gen-ID (Maus)	16197
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-239 von Maus CD127/IL-7R α (NP_612564.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16872
Proteinmasse	51 kDa
Versand	Eisbeutel