


Kaninchen-Anti-Maus Cd130/Gp130 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q00560

Artikelnummer: CM0006259



Einführung

-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die extrazelluläre Domäne von Maus-CD130/gp130 (IL6ST). Validiert für die Durchflusszytometrie, reaktiv mit Mausproben. Ideal für die Forschung zu Immun-, Knochen- und neuronalen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus CD130/gp130 mAb
Bemerkungen/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3572
Gen-ID (Maus)	16195
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-617 von Maus-CD130/gp130 (NP_034690.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00560
Protein-Gewicht	102kDa
Versand	Kühltasche