

Kaninchen Anti-Maus Cd138/Syndecan-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P18828

Artikelnummer: CM0006143

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD138/Syndecan-1 für durchflusszytometrische Anwendungen. Validiert für Studien zur Exosomenbiogenese und Matrixinteraktionen. Kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD138/Syndecan-1 mAk
Bemerkungen/Alias	Sstn, Synd, CD138, Synd1, syn-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	6382
Gen-ID (Maus)	20969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-255 von Maus CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18828
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel