

Kaninchen Anti-Maus Cd138/Syndecan-1 Monoklonaler Antikörper Für If-P Und Fc - P18828

Artikelnummer: CM0012444

Einführung

-konjugierter Kaninchen Anti-Maus CD138/Syndecan-1 monoklonaler Antikörper, validiert für Immunfluoreszenz (IF-P) und Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Untersuchung von Exosomen-Biogenese, Zelladhäsion und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD138/Syndecan-1 mAb
Bemerkungen/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	6382
GeneID	20969
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-255 von Maus CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18828
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel