


Kaninchen Anti-Maus Cd14 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P10810

Artikelnummer: CM0010592



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD14, validiert für Durchflusszytometrie. Maus-CD14 ist ein wichtiger Korezeptor der angeborenen Immunität für LPS und bakterielle Lipopeptide. Ideal für die Immunphänotypisierung von Makrophagen-Subsets in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD14 mAk
Bemerkungen/Alias	CD14
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	929
GenID (Maus)	12475
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-345 von Maus-CD14 (NP_033971.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10810
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel