


Kaninchen Anti-Maus Cd14 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P10810

Artikelnummer: CM0010270



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD14, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf das 39 kDa Monozyten-Differenzierungsantigen, ein Korezeptor für bakterielle Lipopolysaccharide (LPS) und Mediator der angeborenen Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD14 mAk
Bemerkungen/Alias	CD14
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	929
GenID	12475
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-345 von Maus-CD14 (NP_033971.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10810
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel