

Kaninchen-Anti-Maus Cd140B/Pdgfr Beta Monoklonaler Antikörper Für Fc - P05622

Artikelnummer: CM0009106



Einführung

-konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen den Maus-CD140b/PDGFR-beta-Rezeptor. Validiert für Anwendungen in der Durchflusszytometrie, spezifisch reaktiv mit Maus. Vorhergesagtes Molekulargewicht 123 kDa. Ideal für Studien zur PDGF-Signaltransduktion bei Entwicklung, Angiogenese und Nierenfibrose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus CD140b/PDGFR beta mAk
Bemerkungen/Alias	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5159
GenID (Maus)	18596
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein enthaltend die Aminosäuren 32-530 von Maus-CD140b/PDGFR beta, NP_032835.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05622
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel