

Kaninchen Anti-Maus Cd140B/Pdgfr Beta Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05622

Artikelnummer: CM0009536



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD140b/PDGFR beta (P05622), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Forschung im Bereich Gefäßbiologie, Perizyten und Nierenfibrose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD140b/PDGFR beta mAb
Bemerkungen/Alias	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Spezies	Maus
GeneID (menschlich)	5159
GeneID	18596
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-530 von Maus CD140b/PDGFR beta (NP_032835.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05622
Proteingewicht	123 kDa
Versand	Eisbeutel