

Kaninchen Anti-Maus Cd144/Ve-Cadherin Monoklonaler Antikörper Für Fc - P55284

Artikelnummer: CM0010343



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD144/VE-Cadherin (Swiss-Prot P55284) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet für die Endothelzellbiologie und Gefäßforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD144/VE-Cadherin mAk
Bemerkungen/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1003
GenID (Maus)	12562
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 46-592 von Maus-CD144/VE-Cadherin (NP_033998.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P55284
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel