

## Kaninchen Anti-Maus Cd144/Ve-Cadherin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P55284

Artikelnummer: CM0008033



### Einführung

ABflo 647-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD144/VE-Cadherin (SWISS P55284) für die Durchflusszytometrie. Ermöglicht die Detektion von vaskulärem Endothel-Cadherin in der Forschung zu Endothelzelladhäsion, Junction-Organisation und vaskulärer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Rabbit anti-Mouse CD144/VE-Cadherin mAb                                                                                              |
| Bemerkungen/Aliase | 7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad                                                                                                 |
| Spezies            | Maus                                                                                                                                 |
| GenID (Mensch)     | 1003                                                                                                                                 |
| GenID (Maus)       | 12562                                                                                                                                |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 46-592 von Maus CD144/VE-Cadherin (NP_033998.2) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung          | FC                                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität   | Maus                                                                                                                                 |
| SWISS              | P55284                                                                                                                               |
| Proteingewicht     | 88 kDa                                                                                                                               |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                            |