

Kaninchen Anti-Maus Cd146 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8R2Y2

Artikelnummer: CM0010547

Einführung

Konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD146 (MUC18/Gicerin). Validiert für Durchflusszytometrie. Ziel ist die extrazelluläre Domäne (aa 24-563). Ideal für Studien zur Melanom-Adhäsion und endothelialen Monoschicht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD146 mAb
Bemerkungen/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Spezies	Maus
GeneID (Human)	4162
GeneID	84004
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-563 von Maus-CD146 entspricht (NP_075548.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8R2Y2
Protein-Gewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel