

Kaninchen-Anti-Maus-Cd146-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8R2Y2

Artikelnummer: CM0008966

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD146 (MUC18). Für die Durchflusszytometrie (FC) in Mausproben validiert. Geeignet zum Nachweis von Zelladhäsionsmolekülen in der Melanom- und Endothelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD146-mAk
Bemerkungen/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Art	Maus
GeneID (Mensch)	4162
GeneID	84004
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-563 von Maus-CD146 (NP_075548.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8R2Y2
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Kühlakku