

Kaninchen Anti-Maus Cd150/Slam Mak - Q9Qum4

Artikelnummer: CM0007842

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD150/SLAM, validiert für die Durchflusszytometrie. Targetiert das auf Immunzellen exprimierte Signallymphozyten-Aktivierungsmolekül, geeignet für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD150/SLAM mAk
Anmerkungen/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6504
GenID	27218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-242 von Maus-CD150/SLAM (NP_038758.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QUM4
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel