

Kaninchen Anti-Maus Cd150/Slam Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Qum4

Artikelnummer: CM0008466

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD150/SLAM (SLAMF1) gerichtet ist, einen Selbstligand-Rezeptor, der die Immunaktivierung reguliert. Geeignet für Durchflusszytometrie. Proteinmasse ~38 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD150/SLAM mAk
Bemerkungen/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6504
GenID	27218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-242 von Maus-CD150/SLAM (NP_038758.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QUM4
Proteinmasse	38kDa
Versand	Eisbeutel