

Kaninchen Anti-Maus Cd161C/Nk1.1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P27814

Artikelnummer: CM0011917

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD161c/NK1.1 (Klrb1c), validiert für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen gewährleistet die spezifische Detektion von NK-Zellen. Ideal für immunologische und onkologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD161c/NK1.1 mAb
Bemerkungen/Aliase	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NKR-P1.9
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3820
Gen-ID	17059
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 67-223 von Maus-CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P27814
Proteinmasse	25kDa
Versand	Eispackung