

Kaninchen-Anti-Maus Cd162/Psgl-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q3Ta56

Artikelnummer: CM0012778

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD162/PSGL-1 (Selp1g). Entwickelt für Durchflusszytometrie-Anwendungen, kreuzreagiert mit Maus. Membranprotein mit Signalpeptid und Transmembrandomäne.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Maus CD162/PSGL-1 mAk
Anmerkungen/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	6404
Gen-ID	20345
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3TA56
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel