

Kaninchen Anti-Maus Cd162/Psgl-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q3Ta56

Artikelnummer: CM0011161

Einführung

Fluorophor-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der spezifisch Maus CD162/PSGL-1 (Q3TA56) targetiert. Validiert für Durchflusszytometrie (FC) ist er ein zuverlässiges Werkzeug für immunologische Studien zu Zelladhäsion und Leukozytenmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD162/PSGL-1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	6404
Gen-ID	20345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-320 von Maus CD162/PSGL-1 (NP_033177.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3TA56
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel