

Kaninchen Anti-Maus Cd19 Mak Für Fc - P25918

Artikelnummer: CM0004657

Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD19, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ermöglicht die präzise Identifizierung von B-Zellen in Milz, Knochenmark und peripherem Blut und unterstützt die Immunologie- und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD19 mAk
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	930
GenID	12478
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD19
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25918
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel