

## Kaninchen Anti-Maus Cd19 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P25918

Artikelnummer: CM0010741

### Einführung

-konjugierter kaninchen anti-maus CD19 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf das B-Lymphozyten-Antigen CD19 (60 kDa), einen BCR-Korezeptor, der für die Entwicklung und Funktion der B-Zellen entscheidend ist. Validiert an Maus-B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Maus CD19 mAk                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | Cd19                                                                                                                       |
| Spezies           | Maus                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 930                                                                                                                        |
| GenID             | 12478                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-287 von Maus-CD19 (NP_033974.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | FC                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                       |
| SWISS             | P25918                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 60kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |