

Kaninchen Anti-Maus Cd19 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P25918

Artikelnummer: CM0010339

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD19, ein B-Lymphozyten-Antigen-Korezeptor für die BCR-Signalübertragung. Optimiert für die Durchflusszytometrie an Mausproben. Ideal für B-Zell-Immunophänotypisierung und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
Bemerkungen/Alias	Cd19
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID	12478
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus CD19
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25918
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel