

Kaninchen Anti-Maus Cd19 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P25918

Artikelnummer: CM0006134

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für Maus-CD19. Für die Durchflusszytometrie validiert, ist dieser Antikörper ideal für die B-Zell-Immunphänotypisierung und die Lymphozytenforschung. Kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD19 mAb
Bemerkungen/Alias	Cd19
Spezies	Maus
GeneID (Human)	930
GeneID	12478
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-287 von Maus-CD19 (NP_033974.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25918
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel