

Kaninchen Anti-Maus Cd19 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P25918

Artikelnummer: CM0008988

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD19 gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet für B-Zell-Immunphänotypisierung in Mausmodellen. SWISS: P25918.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD19 mAk
Bemerkungen/Alias	CD19
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	930
GenID	12478
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus-CD19.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25918
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel