

## Kaninchen Anti-Maus Cd19 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P25918

Artikelnummer: CM0007966

### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-CD19 gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Detektiert B-Lymphozyten-Antigen auf Milzzellen, Knochenmark und Lymphknotenzellen. Abgeleitet aus rekombinantem Protein, spezifisch für Maus-CD19.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter        | Wert                                 |
|------------------|--------------------------------------|
| Produktname      | Kaninchen anti-Maus CD19 mAk         |
| Spezies          | Maus                                 |
| GenID (Mensch)   | 930                                  |
| GenID            | 12478                                |
| Immunogen        | Rekombinantes Protein von Maus-CD19. |
| Quelle           | Kaninchen                            |
| Kategorie        | Monoklonale Antikörper               |
| Anwendung        | FC                                   |
| Kreuzreaktivität | Maus                                 |
| SWISS            | P25918                               |
| Proteingewicht   | 60 kDa                               |
| Versand          | Eisbeutel                            |