

Kaninchen Anti-Maus Cd2 Mab Für Fc - P08920

Artikelnummer: CM0008183

Einführung

Kaninchen anti-Maus CD2 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt spezifisch Maus-CD2 (Ly37/LFA-2), geeignet für die Forschung zu T-Zell-Adhäsion und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD2 mAb
Bemerkungen/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	914
GenID	12481
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 23-203 von Maus-CD2 (NP_038514.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08920
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel