

Kaninchen Anti-Maus Cd2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08920

Artikelnummer: CM0009007

Einführung

-markierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD2 (Ly-37/LFA-2) für Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus, Immunogen aus Aminosäuren 23-203. Ideal für Studien zur T-Zell-Adhäsierung und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD2 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	914
Gen-ID	12481
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-203 von Maus-CD2 (NP_038514.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08920
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel