

Kaninchen Anti-Maus Cd2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08920

Artikelnummer: CM0005714

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD2 (LFA-2, Ly37) für Durchflusszytometrie. Erkennt das T-Zell-Oberflächenantigen, das an Adhäsion und Aktivierung beteiligt ist. Geeignet für Maus-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD2 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	914
GenID	12481
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 23-203 von Maus-CD2 (NP_038514.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08920
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel