

Kaninchen Anti-Maus Cd2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08920

Artikelnummer: CM0008304

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD2 (Ly-37, LFA-2), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein 38 kDa Adhäsionsmolekül auf der Oberfläche von T-Zellen. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD2 mAb
Bemerkungen/Aliase	Ly37; LFA-2; Ly-37
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	914
GenID	12481
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 23-203 von Maus-CD2 (NP_038514.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08920
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel