


Kaninchen Anti-Maus Cd200/Ox2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O54901

Artikelnummer: CM0004797



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen das Maus-CD200/OX-2-Membranglykoprotein gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, spezifisch für Maus. Unkonjugiertes rekombinantes Immunogen, Aminosäuren 31-232. UniProt O54901.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD200/OX2 mAk
Bemerkungen/Alias	OX2; Mox2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4345
GenID	17470
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-232 von Maus-CD200/OX2 (NP_034948.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O54901
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel