

Kaninchen Anti-Maus Cd201/Epcr Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q64695

Artikelnummer: CM0006239

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus CD201/EPCR (PROCR) gerichtet ist. Entwickelt für die Durchflusszytometrie-Analyse des Endothelialen Protein-C-Rezeptors; das Immunogen umfasst die Aminosäuren 18-210. Reagiert spezifisch mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD201/EPCR mAk
Bemerkungen/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	10544
GenID	19124
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-210 von Maus CD201/EPCR (NP_035301.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64695
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel