

Kaninchen Anti-Maus Cd201/Epcr Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q64695

Artikelnummer: CM0008628

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus CD201/EPCR (endothelialer Protein-C-Rezeptor), validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt einen 27 kDa Membranrezeptor, der an der Blutgerinnung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD201/EPCR mAk
Bemerkungen/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	10544
GenID	19124
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64695
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel