

Kaninchen Anti-Maus Cd201/Epcr Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q64695

Artikelnummer: CM0004004

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD201/EPCR. Dieser für die Durchflusszytometrie (FC) validierte Antikörper ist ideal für die Endothelzell- und Gerinnungsforschung. Molekulargewicht: 27 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD201/EPCR mAb
Bemerkungen/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	10544
Gen-ID	19124
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-210 von Maus CD201/EPCR (NP_035301.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64695
Protein-Gewicht	27kDa
Versand	Eistasche