

Kaninchen-Anti-Maus-Cd205/Dec-205-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q60767

Artikelnummer: CM0011907

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD205/DEC-205 (Ly75), einen 197 kDa großen Endozytoserezeptor auf dendritischen Zellen. Für die Durchflusszytometrie (FC) validiert, reagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD205/DEC-205-mAb
Bemerkungen/Alias	CD205; DEC205; DEC-205
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	100526664
Gen-ID	17076
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 216-490 von Maus-CD205/DEC-205 (NP_038853.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60767
Proteingewicht	197 kDa
Versand	Kühlakku