

Kaninchen Anti-Maus Cd205/Dec-205 Monoklonaler Antikörper () Für Fc - Q60767

Artikelnummer: CM0004226

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD205/DEC-205 (Ly75). Validiert für Durchflusszytometrie, erkennt ein ~197 kDa großes Protein, reagiert mit Maus. Ideal für Studien zu dendritischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD205/DEC-205 mAk
Bemerkungen/Alias	CD205; DEC205; DEC-205
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	100526664
GeneID	17076
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 216-490 von Maus CD205/DEC-205 (NP_038853.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60767
Proteingewicht	197 kDa
Versand	Eisbeutel