

## Kaninchen Anti-Maus Cd205/Dec-205 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q60767

Artikelnummer: CM0004407

### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-CD205/DEC-205 gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Ideal zur Untersuchung der Funktion dendritischer Zellen und der Antigenaufnahme in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                  |
|-------------------|---------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Maus CD205/DEC-205 mAk |
| Bemerkungen/Alias | CD205; DEC205; DEC-205                |
| Spezies           | Maus                                  |
| Gen-ID (Mensch)   | 100526664                             |
| Gen-ID            | 17076                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                 |
| Quelle            | Kaninchen                             |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                |
| Anwendung         | FC                                    |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                  |
| SWISS             | Q60767                                |
| Proteingewicht    | 197kDa                                |
| Versand           | Eisbeutel                             |