


Kaninchen-Anti-Maus-Cd206/Mmr-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q61830

Artikelnummer: CM0011520



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD206 (Makrophagen-Mannose-Rezeptor 1) der Maus. Entwickelt für die durchflusszytometrische Analyse von Makrophagen der Maus. Spezifisch für CD206 der Maus, Molekulargewicht etwa 165 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD206/MMR-mAk
Bezeichnungen/Alias	MR; CD206
Art	Maus
GeneID (Mensch)	4360
GeneID	17533
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20–154 von CD206/MMR der Maus (NP_032651.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra), FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61830
Proteingewicht	165 kDa
Versand	Kühlpack