


## Kaninchen-Anti-Maus-Cd206/Mmr-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q61830

Artikelnummer: CM0009845



### Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD206/MMR der Maus für die Durchflusszytometrie. Validiert für die intrazelluläre und Oberflächenfärbung. Ideal für die Erforschung von Makrophagen und Phagozytose.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-anti-Maus-CD206/MMR-mAb                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | MR; CD206                                                                                                                  |
| Art               | Maus                                                                                                                       |
| GeneID (Mensch)   | 4360                                                                                                                       |
| GeneID            | 17533                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-154 des CD206/MMR der Maus (NP_032651.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | FC (intrazellulär), FC                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                       |
| SWISS             | Q61830                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 165 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                   |